

別 記

| | 品 名 ・ 規 格 ・ 品 質 等 | 数量 | 単位 |
|--|--|----|----|
| | 富士フイルムメディカル 超音波画像診断装置ARIETTA 850 DeepInsight | 1 | 式 |
| | 【内訳】 | | |
| | 超音波画像診断装置 ARIETTA 850 DeepInsightALOKA ARIETTA 850 | 1 | 台 |
| | 22インチ有機EL観測用モニター | 1 | |
| | FAM | 1 | |
| | CWソフト | 1 | |
| | キーボードユニット | 1 | |
| | ゼリーウォーマ | 1 | |
| | Panoramic View | 1 | |
| | 被検者情報自動入力 | 1 | |
| | DICOMネットワーク通信機能 | 1 | |
| | IMT自動計測 | 1 | |
| | Dynamic Slow-motion Display | 1 | |
| | Protocol Assistant | 1 | |
| | Detective Flow Imaging | 1 | |
| | デジタルエコーコピア SSZ-X311 | 1 | 台 |
| | 白黒プリンタ接続キット PM-LI880-H001 | 1 | 式 |
| | Real-time Tissue Elastographyソフト SOP-ARIETTA850-43 | 1 | 式 |
| | Shear Wave Measurement Bソフト SOP-ARIETTA850-151 | 1 | 式 |
| | McAfee Embedded Control 3ソフトSOP-ARIETTA850-128 | 1 | 式 |
| | 電子コンベックス探触子C252 TGT-C252 腹部用 | 1 | 台 |
| | 電子コンベックス探触子C421 <12-3MHz/21R/85° > | 1 | 台 |
| | 電子リニア探触子 L442 TGT-L442-9C#12-2MHz/38mm 表在用 | 1 | 台 |
| | 電子リニア探触子L64 EUP-L64 18-5MHz 38mm | 1 | 台 |
| | カプラーEZU-PA7L1 HMC-EZU-PA7L1 (2個入) | 1 | 箱 |
| | C421用Verzaブラケット | 1 | 式 |
| | | | |
| | 甲状腺外来エコー更新対応 MWM接続費 | 1 | 式 |
| | 【内訳】 | | |
| | ファインデックス MWM接続ライセンス | 1 | 式 |
| | ファインデックス システム構築・導入費用 | 1 | 式 |
| | GEヘルスケアジャパンGEPACS接続作業費 | 1 | 式 |