

別 記

	品 名 ・ 規 格 ・ 品 質 等	数量	単位
	フクダ電子		
	解析機能付きセントラルモニタ DS-1800	1	式
	【 生体情報モニタ 】		
	セントラルモニタ DS-1812R	3	式
	スイッチングハブAT-GS910/24 551175270	2	
	テレメタ受信ユニットWE-8000 551139420	2	
	LW-8000 ベースユニット LWB-8000 151205150	2	
	増床RFモジュールRFM-W1F 551139410	8	
	リチウムイオンバッテリーパック BTO-005 551117540	3	
	ネットワーク接続ケーブルCJO-17SS2.5 551033170	6	
	接続ケーブルCJ-530A (2.5M)	2	
	ブランチケーブルCJ-522C 555600032 4.0m	6	
	双方向無線通信モジュール HTC-702 551800860	3	
	レーザープリンタ TH-B400	1	
	【 ベットサイドモニタ DS-8400 1式 】		
	本体ユニットDSC-8430 151115070	1	台
	表示ユニットLC-8018TC 551115060	1	
	双方向無線通信モジュール HTC-702 551800860	1	
	リチウムイオンバッテリーパック BTO-008 551021360	1	
	レコーダユニットHR-800 550203900	1	
	C F a s t カードFCS-64G 551120790	1	
	スーパーユニットHS-8312M 550203930	1	
	リチウムイオンバッテリーパック BTO-008 551021360	1	
	C F カードFCF-16GA 550207640 16GB	1	
	接続ケーブルCJ-530B (5.0M)	1	
	トローリ(L) OTO-16L	1	
	バランサー(トローリ用) OAO-1011A	1	
	メインボースペーサー OAO-1007A	1	
	バスケットOAE-52A 551327430	1	
	感熱記録紙OP050-02TDR 551320020	10	
	心電中継コードCIO-05CTP-3NU 551352310 3電極	1	
	中継ボックス(3電極) CIZ-173DIN-3	2	
	心電中継コードCIO-05CTP-10NU 550215620 10電極用	2	
	中継ボックス(5電極) CIZ-173DIN-5	2	
	中継ボックス(胸部用) CIZ-173DIN-C	2	
	RD レインボー患者ケーブル 3.7m RD Rainbow 4073	1	
	エアホースOA-80APS3.5-S 551300630 3.5m	1	

モニタ用血圧カフCUF-8504 551018980 成人用(標準)	1	
モナサームケーブル 502-0400A 400TM	2	
2CH血圧中継ケーブル(4.3m) CJ0-P01B-DB4.3	3	
C O2ガスユニット HCP-810 551004190	1	
AUX接続ケーブルCJ0-15RR0.65 551024870 0.65m	1	
AUXユニット用取付金具 OA0-103A 551143920	1	
マイクロストリームアトモハンス鼻口L MVAL	25	
3CHアナログ 出ケーブル(2.7) CJ0-26JJ2.7	1	
【 ベッドサイドモニタ DS-8100 2式 】		
ベッドサイドモニタDS-8100M 151004150	2	台
レコーダ・拡張ポートユニット HR-811	2	
送信機モジュールHLX-801 550263480	2	
リチウムイオンバッテリーパック BT0-008 551021360	2	
C F カードFCF-16GA 550207640 16GB	2	
無線双方向モジュール HTC-701 551800850	2	
トリロー(S)OT0-16S 551360480	2	
着脱用アタッチメントOA0-1000 551365030 モニタ用	2	
心電中継コードCIO-05CTP-3NU 551352310 3電極	2	
中継ボックス(3電極) CIZ-173DIN-3	4	
RD レインボー患者ケーブル 3.7m RD Rainbow 4073	2	
エアホースOA-80APS3.5-S 551300630 3.5m	2	
モニタ用血圧カフCUF-8504 551018980 成人用(標準)	2	
【 スレーブモニタ 】		
ナースステーション スレーブモニタ32V	3	式
【 CVW電子カルテ設定作業 】		
設定作業費用 TH-B400	1	式